

ICS 点击此处添加 ICS 号  
点击此处添加中国标准文献分类号

**GB**

**中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准**

GB 23200.88—2016

代替SN/T 0598—1996

---

**食 品 安 全 国 家 标 准**

**水 产 品 中 多 种 有 机 氯 农 药 残 留 量 的 检 测 方**

National food safety standards—

Determination of the multiple residue of organochlorine pesticides in aquatic products

2016-12-18 发布

2017-06-18 实施

---

中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会  
中华人民共和国农业部  
国家食品药品监督管理总局

发布

## 前 言

本标准代替SN/T 598-1996 《出口水产品中多种有机氯农药残留量检验方法》。

本标准与SN/T 598-1996相比，主要变化如下：

—标准文本格式修改为食品安全国家标准文本格式；

—标准名称中“出口水产品”改为“水产品”；

—标准范围中增加“其它食品可参照执行”。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

—SN/T 598-1996。

# 食品安全国家标准

## 水产品中多种有机氯农药残留量的检测方法

### 1 范围

本标准规定了水产品中的六六六(BHC)及异构体、六氯苯(HCB)、七氯、环氧七氯、艾氏剂、狄氏剂、异狄氏剂、滴滴涕(DDT)及异构体和类似物(DDD, DDE)残留量检验的抽样、制样和气相色谱测定方法。

本标准适用于出口鳄鱼中 14 种有机氯农药( $\alpha$ -BHC、 $\beta$ -BHC、 $\gamma$ -BHC、 $\delta$ -BHC、六氯苯、七氯、环氧七氯、艾氏剂、狄氏剂、异狄氏剂、 $o, p'$ -DDT、 $p, p'$ -DDT、 $p, p'$ -DDD、 $p, p'$ -DDE)残留量的检验,其它食品可参照执行。

### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 2763-2014 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

### 3 原理

试样经与无水硫酸钠一起研磨干燥后,用丙酮-石油醚提取农药残留,提取液经氟罗里硅土柱净化,净化后样液用配有电子俘获检测器的气相色谱仪测定,外标法定量。

### 4 试剂和材料

除另有规定外,所有试剂均为分析纯,水为符合GB/T 6682中规定的一级水。

#### 4.1 试剂

4.1.1 丙酮( $C_3H_6O$ ):重蒸馏。

4.1.2 石油醚:沸程 60-90 °C 经氧化铝柱净化后用全玻璃蒸馏器蒸馏,收集 60-90 °C 馏分。

4.1.3 乙醚( $C_4H_{10}O$ ):重蒸馏。

4.1.4 无水硫酸钠( $Na_2SO_4$ ):分析纯;650 °C 灼烧 4 h,贮于密封容器中备用。

#### 4.2 溶液配制

4.2.1 乙醚-石油醚淋洗溶液(15+85):取 150 mL 乙醚,加入 850 mL 石油醚,摇匀备用。

#### 4.3 标准品

4.3.1 有机氯农药标准品( $\alpha$ -BHC、 $\beta$ -BHC、 $\gamma$ -BHC、 $\delta$ -BHC、六氯苯、七氯、环氧七氯、艾氏剂、狄氏剂、异狄氏剂、 $o, p'$ -DDT、 $p, p'$ -DDT、 $p, p'$ -DDD、 $p, p'$ -DDE):纯度 $\geq 99\%$ 。

#### 4.4 标准溶液配制

4.4.1 14 种有机氯农药标准溶液:准确称取适量的每种农药标准品,分别用少量苯溶解,然后用石油醚配成浓度各为 0.100 mg/mL 的标准储备溶液。根据需要再以石油醚配制成适用浓度的混合标准工作溶液。保存于 4°C 冰箱内。

#### 4.5 材料

4.5.1 氧化铝:层析用,中性,100-200 目,800 °C 灼烧 4 h,冷却至室温贮于密封容器中备用。使用前应在 130 °C 干燥 2 小时。

4.5.2 氟罗里硅土:60-100 目,650 °C 灼烧 4 h,贮于密封容器中备用。使用前应在 130 °C 干燥 1 小时。

注:每批氟罗里硅土用前应做淋洗曲线。

### 5 仪器与设备

5.1 气相色谱仪:配电子捕获检测器(ECD)。

5.2 氧化铝净化柱:300 mm  $\times$  20 mm(内径)玻璃柱,装入氧化铝 40 g,上端装入 10 g 无水硫酸钠干法装柱,使用前用 40 mL 石油醚淋洗。

5.3 分析天平:感量 0.01 g 和 0.0001 g。

5.4 索氏提取器:250 mL。

5.5 全玻璃重蒸馏装置。

5.6 玻璃研钵:口径 11.5 cm

- 5.7 旋转蒸发器或氮气流浓缩装置：配有 250 mL 蒸发瓶。
- 5.8 微量注射器：10  $\mu$ L。
- 5.9 脱脂棉：经过丙酮-石油醚(2+8)混合液抽提 6 h 处理过。
- 5.10 绞肉机。

## 6 试样制备与保存

将抽取的样品充分搅碎和混匀。用四分法缩分出 1 kg，均分为二份，分别装入洁净容器内，作为试样。密封，并标明标记。将试样于一 18 ℃ 以下冷冻保存。在抽样和制样的操作过程中，必须防止样品受到污染或发生残留物含量的变化。

注：以上样品取样部位按 GB 2763 附录 A 执行。

## 7 分析步骤

## 7.1 提取

称取试样 10.0 g(精确至 0.1 g)于研钵中,加 15 g 无水硫酸钠研磨几分钟,将试样制成干松粉末。装入滤纸筒内。放入索氏提取器中。在提取器的瓶中加入 100 mL 丙酮-石油醚(2+8)混合液,在水浴上提取 6 h(回流速度每小时 10-12 次)。将提取液减压或氮气流浓缩至约 5 mL。

## 7.2 净化

将提取液全部移入氟罗里硅土净化柱中。弃去流出液。注入 200 mL 乙醚-石油醚淋洗液进行洗脱。开始时, 取部分乙醚-石油醚混合液反复清洗提取瓶, 并把洗液注入净化柱中。洗脱流速为 2-3 mL/min, 收集流出液于 250 mL 蒸发瓶中。在减压或氮气流中浓缩并定容至 10 mL, 供气相色谱测定。

### 7.3 测定

### 7.3.1 气相色谱参考条件

- a) 色谱柱: SGE 毛细管柱(或等效的色谱柱), 25 m×0.53 mm(内径), 膜厚: 0.15 μm。 固定相: HT5(非极性)键合相;
- b) 载气: 氮气(纯度≥99.99%), 10 mL/min;
- c) 助气: 氮气(纯度≥99.99%), 40 mL/min;
- d) 柱温: 程序升温如下:
- 100 °C  $\xrightarrow{5^{\circ}\text{C}/\text{min}}$  140 °C  $\xrightarrow{10^{\circ}\text{C}/\text{min}}$  200 °C  $\xrightarrow{15^{\circ}\text{C}/\text{min}}$  230 °C
- 2min 5min
- e) 进样口温度: 200 °C;
- f) 检测器温度: 300 °C;
- g) 进样方式: 柱头进样方式。

### 7.3.2 气相色谱测定

根据样液中有机氯根据样液中有机氯农药种类和含量情况，选定峰高相近的相应标准工作混合液。标准工作混合液和样液中各有机氯农药响应值均应在仪器检测线性范围内。对标准工作混合液和样液等体积参插进样测定。在上述色谱条件下，各有机氯农药出峰顺序和保留时间如下表 1。14 种有机氯农药标准品的色谱图见附录 A 中图 A1。

表1 各有机氯农药出峰顺序和保留时间

农药名称	保留时间 min	农药名称	保留时间 min
$\alpha$ -BHC、	10.55	环氧七氯	15.04
HCB	10.76	狄氏剂	16.28
$\gamma$ -BHC	11.75	p, p'-DDE	16.44
$\beta$ -BHC	12.10	异狄氏剂	16.75
$\delta$ -BHC	12.90	$\alpha$ , p'-DDT	17.12
七氯	13.08	p, p'-DDD	17.44
艾氏剂	13.97	p, p'-DDT	17.92

## 7.4 空白试验

除不加试样外，均按上述步骤进行。

## 8 结果计算和表述

用色谱数据处理机或按式(1)计算试样中有机氯农药的含量,计算结果需将空白值扣除。

$$X_i = \frac{h_i \times c \times V}{h_{is} \times m} \dots\dots\dots (1)$$

式中:

- $X_i$ ——试样中有机氯农药残留量,毫克/千克,mg/kg;  
 $c$ ——标准工作溶液中各有机氯农药的浓度,单位为微克/毫升, $\mu\text{g/mL}$ ;  
 $h_i$ ——样液中各有机氯农药的峰高,mm;  
 $h_{is}$ ——标准工作溶液中各有机氯农药的峰高,mm;  
 $V$ ——样液最终定容体积,单位为毫升,mL;  
 $m$ ——称取试样量,单位为克,g;

注:计算结果须扣除空白值,测定结果用平行测定的算术平均值表示,保留两位有效数字。

## 9 精密度

9.1 在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值与其算术平均值的比值(百分率),应符合附录D的要求。

9.2 在再现性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值与其算术平均值的比值(百分率),应符合附录E的要求。

## 10 定量限和回收率

### 10.1 定量限

本方法有机氯农药的定量限件附录B。


### 10.2 回收率

气相色谱法检测样品的添加浓度及回收率数据见附录C。

## 附录 A

(资料性附录)

## 标准品色谱和质谱图

图中：10.557 min 为  $\alpha$ -BHC

10.767 min 为 HCB

11.758 min 为  $\gamma$ -BHC12.106 min 为  $\beta$ -BHC12.904 min 为  $\delta$ -BHC

13.087 min 为七氯

13.975 min 为艾氏剂

15.042 min 为环氧七氯

16.280 min 为狄氏剂

16.440 min 为  $p,p'$ -DDE

16.756 min 为异狄氏剂

17.128 min 为  $o,p'$ -DDT17.449 min 为  $p,p'$ -DDD17.918 min 为  $p,p'$ -DDT

图 A1 14 种有机氯农药标准品色谱图

**附 录 B**  
**（资料性附录）**  
**各有机氯农药的定量限实验数据**

**表 B.1 各有机氯农药的定量限实验数据**

农药名称	定量限, mg/kg	农药名称	定量限, mg/kg
$\alpha$ -BHC、	0.005	环氧七氯	0.02
HCB	0.005	狄氏剂	0.01
$\gamma$ -BHC	0.005	p, p'-DDE	0.02
$\beta$ -BHC	0.005	异狄氏剂	0.02
$\delta$ -BHC	0.005	o, p'-DDT	0.025
七氯	0.01	p, p'-DDD	0.025
艾氏剂	0.01	p, p'-DDT	0.025

## 附 录 C

## (资料性附录)

## 样品的添加浓度及回收率的实验数据

表 C.1 气相色谱法检测样品的添加浓度及回收率数据

农药名称	添加浓度 (mg/kg)	回收率 (%)	农药名称	添加浓度 (mg/kg)	回收率 (%)
$\alpha$ -BHC	0.005	89.28	环氧七氯	0.02	94.57
	0.01	91.15		0.04	92.80
	0.05	90.16		0.2	93.00
HCB	0.005	86.24	狄氏剂	0.01	90.04
	0.01	89.84		0.02	93.11
	0.05	89.93		0.1	93.57
$\gamma$ -BHC	0.005	92.86	p, p'-DDE	0.02	94.71
	0.01	93.06		0.04	94.73
	0.05	91.26		0.2	95.65
$\beta$ -BHC	0.005	89.5	异狄氏剂	0.02	92.15
	0.01	88.54		0.04	91.91
	0.05	90.28		0.2	93.45
$\delta$ -BHC	0.01	86.14	o, p'-DDT	0.025	93.64
	0.02	89.99		0.05	93.54
	0.05	90.44		0.25	94.22
七氯	0.05	91.88	p, p'-DDD	0.025	92.00
	0.01	92.00		0.05	94.8
	0.02	91.91		0.25	96.29
艾氏剂	0.01	91.91	p, p'-DDT	0.025	92.89
	0.02	91.92		0.05	94.27
	0.1	92.67		0.25	94.08



**附 录 D**  
**(规范性附录)**  
**实验室内重复性要求**

**表D.1 实验室内重复性要求**

被测组分含量 mg/kg	精密度 %
$\leq 0.001$	36
$> 0.001 \leq 0.01$	32
$> 0.01 \leq 0.1$	22
$> 0.1 \leq 1$	18
$> 1$	14

**附 录 E**  
**(规范性附录)**  
**实验室间再现性要求**

**表E.1 实验室间再现性要求**

被测组分含量 mg/kg	精密度 %
≤0.001	54
>0.001≤0.01	46
>0.01≤0.1	34
>0.1≤1	25
>1	19